

**RESISTA<sup>®</sup>**



**IBK**

**ONESEAL**

2025

# company profile



**RESISTA®**

Marchio di proprietà della **Ing. Carlo Alberto ISSOGLIO & C. S.r.l.** identifica l'intera gamma di prodotti concepiti dall'azienda per soddisfare le esigenze di odontoiatri ed odontotecnici.

since 1946

**RESISTA è sinonimo di garanzia, equilibrio e continuità, noto in tutto il mondo.**



**RESISTA**, trademark owned by Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. S.r.l. , identifies the full range of products designed by the company to meet the needs of dentists and dental technicians.

**RESISTA is known all over the world since 1946, and synonymous of guarantee, balance and continuity.**

# company profile

L'azienda dispone di un complesso produttivo per la realizzazione di dispositivi medici, tra i più moderni del settore, situato ad Omegna, una bellissima cittadina che si affaccia sul Lago d'Orta.

Con impegno, vanto ed orgoglio, il personale tecnico e scientifico del reparto Ricerca & Sviluppo è quotidianamente dedicato a promuovere l'innovazione ed il miglioramento dei nostri prodotti e processi.



Negli anni, il marchio **RESISTA** è diventato anche sinonimo di risposta rapida e qualitativa ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dell'odontoiatria moderna.

Qualità, Prezzo e Servizio riassumono in tre semplici parole la percezione quotidiana degli utilizzatori dei prodotti marchiati **RESISTA**.



The company has one of the most ip-to-date manufacturing site for the medical devices, located in Omegna, a beautiful town on Orta Lake, Italy.

With commitment, merit and pride, the technical and scientific staff of the R&D department is daily involved to promote innovation and the improvement of our products and processes.

Over the years, the **RESISTA** brand has also become synonymous of fast and qualitative response to market changes and the needs of modern dentistry.

Quality, Price and Service summarize in three simple words the daily perception of the users of **RESISTA** branded products.

# the choice

**RICERCA & SVILUPPO** - Il programma R&D di Resista Group nasce dalle indicazioni provenienti dal mondo clinico unite alla nostra esperienza maturata nel campo dei dispositivi medici impiantabili.

Con l'utilizzo di programmi di modellazione 3D e sofisticati sistemi computerizzati simuliamo le geometrie finali ed il design, sviluppando le fasi di prototipizzazione rapida dei progetti.



**INNOVAZIONI** - Resista Group è strutturata per soddisfare tutte le esigenze del metal-implant con una avanzata tecnologia di concezione, prototipizzazione ed ingegnerizzazione finale del prodotto per arrivare a soluzioni innovative.

La validazione viene eseguita in collaborazione con Istituti di Ricerca accreditati in conformità ai requisiti degli Standard Internazionali.



**RESEARCH & DEVELOPMENT** - The R&D Resista Group's program stems from indications from the clinical world combined with our experience in the field of implantable medical devices.

Due to the use of 3D modeling programs and sophisticated computer systems, we simulate the final geometries and the design, developing the rapid prototyping phases of the projects.

**INNOVATIONS** - Resista Group is structured to meet all the needs of the metal-implant with an advanced conception technology, prototyping and final product engineering to arrive at innovative solutions. Validation is carried out in collaboration with accredited Research Institutes following the International Standards Requirements.

# the choice

**QUALITÀ DI PROGETTO E PROCESSO** - ICIM Spa ha certificato la **Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.** in accordo alle normative **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 13485** nel rispetto di tutte le normative vigenti relative ai prodotti e servizi offerti.

Ogni dipendente che ricopre differenti ruoli (tecnici, ingegneristici, amministrativi, commerciali, operatori meccanici, ecc), segue linee guida ed obiettivi per un unico fine: il miglioramento continuo.



**OBIETTIVO PRINCIPALE** - La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Il fattore vincente è la capacità dell'azienda a risolvere nel breve qualsiasi tipo di richiesta.

Il supporto tecnico fornito dagli specialisti di prodotto, la disponibilità, l'efficienza e la cordialità sono il punto di forza della nostra struttura.



**PROJECT AND PROCESS QUALITY** - ICIM Spa certified **Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.** in accordance with **UNI EN ISO 9001** and **UNI EN ISO 13485** in compliance with all current regulations relating to the products and services offered. Every employee covering different roles (technical, engineering, administrative, commercial, mechanic operators, etc.), follows guidelines and objectives for a single purpose: continuous product improvement.

**MAIN OBJECTIVE** - Customer satisfaction is our objective. The winning factor is the company's ability to quickly resolve any type of request. The technical support provided by Product Specialists, availability, efficiency and friendliness are the strengths of our structure.

# the project

**CONCETTI BIOMECCANICI** - Il successo della metodica implantare **Resista Group** è frutto di approfonditi studi sul design dei prodotti e sulla tecnologia di produzione. I risultati clinici a lungo termine sono, infatti, fortemente influenzati dalla precisione e dalla qualità.

Il **processo produttivo** viene eseguito da operatori altamente qualificati che, con l'ausilio dei sistemi elettronici CNC automatizzati, riescono ad ottenere risultati ottimali e riproducibili.



Le tolleranze di lavorazione, soprattutto negli **accoppiamenti protesici**, sono il nostro **gold standard** e vengono confinate tra i **7 - 10  $\mu\text{m}$** .

**MATERIALI** - Gli impianti sono realizzati in **Titanio ASTM Gr 4 Cold Worked** (Norm. ISO 5832/2), le viti di ritenzione e le componenti protesiche sono realizzate in **Lega di Titanio ASTM Gr 5 ELI** (Norm. ISO 5832/3).



**BIOMECHANICAL CONCEPTS** - The **Resista Group** method success is the result of several product design studies and the high technology applied in the production. The precision and reliability of the implant has a strong influence on the long term clinical success.

**The manufacturing process** is carried out by high qualified operators, skilled enough to obtain optimal and reproducible results with the use of electronically controlled CNC machinery.


The machinery tolerances, especially in **prosthetic connections**, are our **gold standard** and they are made between **7 - 10  $\mu\text{m}$** .

**MATERIALS** - The implants are made in **Titanium ASTM Gr.4 Cold Worked** (ISO 5832/2), the prosthetic screws and the prosthetic components are made in **Titanium ASTM Gr.5 ELI** (ISO 5832/2).

# the project

**TRATTAMENTI DI SUPERFICIE** - Il processo di micro-sottrazione non contaminata, doppia acidificazione **DAE** (Double Acid Etching), modifica la micro rugosità degli impianti (**Ra, Rq**) texturizzando la superficie e massimizzando la bagnabilità ed il biomimetismo.

Il trattamento di superficie ed il processo di decontaminazione, brevettati da **Nobil Bio Ricerche**, sono in grado di migliorare le proprietà bio-chimiche degli impianti dentali **Resista**.



**SISTEMA QUALITÀ** - L'azienda è certificata in accordo alle norme **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 13485** e ha ottenuto la marcatura **CE** sui propri dispositivi medici in accordo alla Direttiva Europea 93/42/CEE e ss.mm.ii. nel rispetto delle armonizzate di riferimento.

L'impegno è costante nel mantenimento della conformità.




**SURFACE TREATMENTS** - The non-contaminant micro-subtraction process, **DAE** (Double Acid Etching), changes the implant micro roughness (**Ra, Rq**) and the surface texture maximizing the wettability and biomimetic properties. The new surface treatment and decontamination process are patented by **Nobil Bio Ricerche** improving the bio-chemical properties of the implants.

**QUALITY SYSTEM (QS)** - **UNI EN ISO 9001** and **UNI EN ISO 13485** in compliance of Medical Devices Directives. We are qualified in the design and in the production management of dental implants, dental prosthesis, intraligamental anesthesia syringes and abrasive discs.

# the project


**CONFEZIONAMENTO VETRO E TITANIO** - Tutte le linee di impianti **Resista** vengono imballate in tripla confezione sterile, con la particolarità di un contenitore interno in **Vetro e Titanio Gr 4**.

Questi due materiali sono considerati il gold standard per qualità di **conservazione e mantenimento delle proprietà biochimiche** in quanto non alterabili atomicamente durante il processo di Irradiazione Gamma.



## ✓ Hydrocarbon Deposition Attenuates Osteoblast Activity on Titanium


R. Hayashi, T. Ueno, S. Migita, Y. Tsutsumi, H. Doi, T. Ogawa, T. Hanawa, and N. Wakabayashi - J Dent Res 93(7):698-703, 2014



**GLASS AND TITANIUM PACKAGING** - All **Resista** implant lines come triple-sterile packaged, featuring an inner container made of **Glass and Titanium Gr 4**.

These two materials are considered the gold standard for **preserving biochemical properties**, as they remain atomically unalterable during Gamma Irradiation process.


# morse connection



La connessione conica esagonale assicura un aumento della resistenza meccanica al carico extra assiale, maggiore superficie di contatto, maggiore stabilità di connessione tra moncone ed impianto, grazie a una ridotta microcircolazione dei fluidi biologici al suo interno.

La connessione **IBK Resista** è costituita da un accoppiamento profondo, composto dalla porzione conica con angolo a  $5^\circ$  per lato, un esagono antirotazionale ed una vite di serraggio assiale M 18.

Questa combinazione garantisce una perfetta stabilità del moncone, a prescindere dalla lunghezza o dal diametro degli impianti, ed una saldatura a freddo.



The conical hexagonal connection ensures an increase in mechanical resistance to extra axial load, greater contact surface, greater connection stability between abutment and implant, thanks to a reduced microcirculation of the biological fluids inside.

The **IBK Resista** connection it's made of deep mechanical interface, composed of on each side  $5^\circ$  conical portion, an anti-rotation hexagon and an axial tightening screw.

This combination guarantees perfect stability of the abutment, regardless of the length or implants diameter, and a cold mechanical welding.

# morse connection



## CONNESSIONE CONICA 5° CON ESAGONO ANTIROTAZIONALE

La conicità di 5° sulle pareti del cono maschio/femmina determina una riduzione dell'interfaccia meccanica così intima da conferire un grippaggio diretto, conosciuto come «saldatura a freddo», tra abutment ed impianto.

Questo effetto si attiva completamente alla fine del serraggio protesico della vite passante, raggiungendo i 30 Ncm di forza torcente che garantisce il sigillo batterico riducendo a zero il gap di interfaccia.

Per la rimozione dell'abutment sarà necessario l'utilizzo di una vite di rimozione alternativa, da avvitare in sostituzione di quella originale, con la sola funzione di spingere dall'interno verticalmente il moncone e rimuoverlo dalla sua posizione grippata.



## 5° CONICAL CONNECTION WITH ANTIROTATIONAL HEXAGON


The 5° on the male/female cone walls, causes a so close reduction of the mechanical interface that confers a direct binding (known as "cold welding") between the abutment and the implant.

This effect is fully activated at the end of the prosthetic tightening of the passing screw, that reaches 30 Ncm of torque and guarantees a bacterial seal through the reduction of the interface gap to zero.

In order to remove the abutment it will be necessary to use an alternative removal screw, that needs to be screwed in the original one place: its unique function is to push the abutment from the inside vertically and to remove it from its bound position.


## Il trattamento di superficie Micro-Nano Ruvido DAE accelera i processi di guarigione ossea

1. Rimuove i residui organici di lavorazione in combinazione con la Decontaminazione al Plasma d'Argon
2. Arrotonda gli angoli vivi eliminando i micro-difetti
3. Incrementa la superficie e la bagnabilità (idrofilia superficiale), migliorando l'adesione dei primi ponti di fibrina
4. Aumenta l'adesione proteica
5. Massimizza l'adesione cellulare con rugosità Micro-Nano Metriche ideali per l'ancoraggio dei filamenti di actina (filopodi)
6. Cambia la chimica superficiale del Titanio che migliorando in biocompatibilità incrementa la proliferazione e la vitalità cellulare



## La topografia e la chimica di superficie interagiscono con i processi di differenziazione cellulare

La superficie implantare usa la microtopografia come linguaggio di comunicazione con le cellule del tessuto ospite. La pulizia in reattore al plasma freddo di Argon con confezionamento in ambiente controllato nell'assoluto rispetto delle procedure, gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle endotossine adese (principale agente di risposta immunologica alle superfici implantari).



## The Micro-Nano Rough DAE surface treatment speed up bone healing processes

1. Removes the manufacturing organic residuals along with Argon Plasma Cleaning
2. Smooths the edge and eliminates the micro-defects
3. Increases surface and wettability (hydrophilicity surface), improving the first fibrin bridges adhesion
4. Increases protein adhesion
5. Maximizes cellular adhesion through the Micro-Nano roughness suitable for actin filaments (phyllopods) anchoring
6. Changes the Titanium surface chemical characteristics improving the biocompatibility and increasing the cellular proliferation and vitality

## Surface topography and chemistry interact with the cellular differentiation processes


The implant surface uses the microtopography as a communication language with the host tissue cells. The Plasma Argon Cold Cleaning with a controlled-environment packaging at a strict protocol procedures, play a key-role in the control of adhered endotoxins (main immunological response player to implant surfaces).

# micro geometry - 4 treatments

## DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SULLA FORMA IMPLANTARE

Tutti gli impianti **Resista** presentano un trattamento di superficie localmente differenziato. La logica di distribuzione superficiale del trattamento è dettata dalla posizione endo-ossea dell'impianto che richiede caratteristiche differenti in funzione della presenza, più o meno ravvicinata della componente mucogengivale.

1. **Superficie Machined:** Spazzolata ed addizionata con Anatasio Antibatterico TiO<sub>2</sub>
2. **Superficie Nanoruvida:** Trattamento MAE, nanoruvido con Ra medio inferiore al micron
3. **Superficie Microruvida 3/5μ:** Trattamento DAE, microruvido con Ra medio tra 3/5 micron
4. **Superficie Microruvida 4/7μ:** Trattamento DAE lento, microruvido con Ra medio tra 4/7 micron



### VEGF/VEGF-R/RUNX2 Upregulation in Human Periodontal Ligament Stem Cells Seeded on Dual Acid Etched Titanium Disk

Francesca Diomede, Guya Diletta Marconi, Marcos F. X. B. Cavalcanti, Jacopo Pizzicannella, Sante Donato Pierdomenico, Luigia Fonticoli, Adriano Piattelli and Oriana Trubiani

Materials 2020, 13, 706; doi:10.3390/ma13030706



## SURFACE TREATMENT DISTRIBUTION ON IMPLANT'S BODY

All the **Resista's** implants have a surface treatment that is locally differentiated. The logic of surface treatment distribution is dictated by the endo-osseous implant position which requires different characteristics dependin on the muco-gingival component presence around.

1. **Machined Surface:** Brushed and added with TiO<sub>2</sub> Antibacterial Anatase
2. **Nano-rough Surface:** MAE Treatment, nano-rough with average Ra less than one micron
3. **Micro-rough Surface:** 3/5μ: DAE Treatment, micro-rough with average Ra between 3/5μ
4. **Micro-rough Surface:** 4/7μ: DAE Slow Treatment, micro-rough with average Ra between 4/7μ

## PUNTI DI FORZA DELLA LINEA IMPLANTARE ONESEAL

- 1. Macro Geometrie:** Vasta gamma di forme implantari per le differenti necessità in campo chirurgico
- 2. Micro Geometrie:** Trattamento di superficie differenziato di ultima generazione (DAE Micro e Nano rugoso), Anatasio  $TiO^2$  antibatterico nella connessione e decontaminazione certificata in Reattore al Plasma Freddo di Argon con confezionamento in camera bianca.



### The Bacterial Anti-Adhesive Activity of Double-Etched Titanium (DAE) as a Dental Implant Surface

Morena Petrini, Alessandra Giuliani, Emanuela Di Campli, Silvia Di Lodovico, Giovanna Iezzi, Adriano Piattelli and Simonetta D'Ercole<sup>1</sup>  
International Journal of Molecular Sciences 2020, 21, 8315; doi:10.3390/ijms21218315

- 3. Connessione Morse 5°:** Interfaccia meccanica intima che conferisce un grippaggio diretto "saldatura a freddo" tra abutment ed impianto, con un il sigillo batterico di 3 micron nel gap.
- 4. Componenti protesiche:** Vastissima gamma di varianti protesiche con tolleranze di lavorazione sulle connessioni esagonali di 7 micron, profili emergenti curvilinei, platform switching, viti protesiche in Titanio Gr 5 e componenti per avvitamento angolato.
- 5. Strumentario Chirurgico:** Frese chirurgiche **3-Tech**, massima efficienza, minima invasività, basso coefficiente di attrito, tecnologia **PRO MSD** per applicazione osseo-densificante in senso antiorario, lunga durata, perfetta visibilità delle tacche laser e stop chirurgici millimetrati.



## THE ONESEAL'S IMPLANT LINE STRONG POINTS

- 1. Macro Geometry:** A vast range of implant shapes for different surgical needs.
- 2. Micro Geometry:** Last generation differentiated surface treated (DAE Micro and Nano rough), Certified Decontamination in Argon Cold Plasma Reactor with white clean room packaging.
- 3. Morse 5° Connection:** Intimate mechanical interface that provides a direct "cold weld" fit between abutment and implant, with 3 micron bacterial seal in the gap.
- 4. Prosthetic Parts:** A wide range of prosthetic variants with 7 micron machining tolerances on the hexagonal connection, with emerging curvilinear profiles, platform switching, Titanium Gr5 prosthetic screws and components for angled screwing.
- 5. Surgical Instruments:** Surgical Drills **3-Tech**, maximum efficiency, minimum trauma, smaller friction coefficient, **PRO MSD** technology for counterclockwise bone densifying application long, lasting resistance, perfect visibility of laser marking and surgical millimeters stop.

# technology


## COERENZA E LOGICA NEL RAPPORTO DIAMETRO FRESA/DIAMETRO NOCCIULO-IMPIANTO

Le progettazioni della forma degli strumenti rotanti si basa sulla logica coerenza tra la dimensione degli impianti, nell'ingombro esterno, nel nocciolo interno e per la loro capacità di penetrazione.

Gli **impianti cilindrici** della linea **IC** presentano una porzione apicale affusolata per una lunghezza di 3mm. Gli **impianti conici** della linea **IK** presentano una porzione apicale affusolata per una lunghezza di 5mm.

Le frese si presentano rispettivamente con 2 / 3 sezioni apicali, adeguate per una preparazione del tunnel implantare rispetto alla geometria dell'impianto, mantenendo il miglior BIC di interfaccia osso / impianto.

Ogni gradino è fornito di un tagliente affilato per agevolare la penetrazione, minimizzando l'attrito ed il surriscaldamento



### Various bio-mechanical factors affecting heat generation during osteotomy preparation: A systematic review

Chirag J Chauhan<sup>1</sup>, Darshana N Shah<sup>1</sup>, Foram B Sutaria<sup>1</sup>

Indian J Dent Res. Jan-Feb 2018;29(1):81-92. doi: 10.4103/ijdr.IJDR\_729\_16.



## LOGIC RELATION BETWEEN DRILL AND IMPLANT CORE

The rotary instruments design and shape is based on the logical coherence between the implants size, in the external dimensions, internal core and their penetration properties.

The **IC line Cylindrical Implants** have a tapered apical portion 3mm long. The **IK line Conical Implants** have a tapered apical portion 5mm long.

The drills have respectively 2/3 apical sections, suitable for the implant tunnel preparation, with respect to the implant geometry, maintaining the best bone implant contact (BIC).

Each step drill is equipped with a sharp cutting edge to facilitate penetration, minimizing friction and overheating.


# PRO MSD drilling technology

## IL CONDIZIONAMENTO DEI PROTOCOLLI CHIRURGICI

Le geometrie implantari differenziate nella macro/micro forma, prevedono applicazioni diverse sia in funzione delle necessità chirurgico/protesiche (carico immediato, carico precoce o carico posticipato) sia in base alle condizioni della componente ossea/anatomica del paziente da riabilitare.

Tuttavia, si richiedono spesso indispensabili manovre chirurgiche e protocolli alternativi per migliorare le prestazioni implantari in funzione delle caratteristiche morfologiche delle strutture ossee residue.

La riuscita di tali manovre, come risultato di applicazioni combinate di strumenti e protocolli personalizzati, rappresenta la differente risposta al problema in relazione alle personali capacità operatorie ed alla presenza più o meno marcata di strumenti e mezzi adeguati all'applicazione delle stesse.



### Bone classification: clinical-histomorphometric comparison

Trisi P, Rao W. - Clin Oral Implants Res. 1999 Feb;10(1):1-7. doi: 10.1034/j.1600-0501.1999.100101.x.

## OSSEODENSIFICAZIONE MECCANICA IN ROTAZIONE ANTIORARIA

L'osseodensificazione tramite strumenti rotanti è una recente tecnica chirurgica per la preparazione del sito implantare che può essere associata a differenti protocolli, applicabili in quelle particolari condizioni anatomiche dove la qualità ossea risulta scarsa e con dimensioni verticali / orizzontali insufficienti.

Questo approccio di osseo-condensazione osteotomica non sottrattiva, genera un aumento della densità ossea peri-osteotomica, con il risparmio del tessuto stesso e l'incremento della stabilità primaria implantare.



## THE CONDITIONING OF SURGICAL PROTOCOLS

The differentiated implant geometries in the macro/micro shape provide for different applications, both according to the surgical/prosthetic requirements (immediate loading, early loading or postponed loading) and according to the conditions of the bone/anatomical component of the patient who needs rehabilitation. However, surgical maneuvers and alternative protocols are often required to improve implant performance, according to the morphological characteristics of the residual bone structures.

The success of these maneuvers, that is often the result of a customized tools and protocols combination, represents the different response to the problem in relation to the personal operating skills and the presence of tools suitable for their application.

## MECHANICAL OSSEODENSIFICATION IN ANTI-CLOCKWISE ROTATION

The osseodensification using rotary instruments is a recent surgical technique for the implant site preparation that can be associated with different protocols; these protocols can be used in those particular anatomical conditions such as poor bone quality and insufficient vertical / horizontal dimensions.

This non-subtractive osteotomic bone-condensation approach produces an increase in peri-osteotomic bone density, saving the tissue and increasing the primary implant stability.



# PRO MSD drilling technology

## FRESE CHIRURGICHE RESISTA PRO MSD - Modular Surgical Drilling

Le Frese Chirurgiche Modulari a geometria variabile sono frese elicoidali a 3 sezioni con spoglia raggiata progressiva, utilizzabili in senso **orario** ed **antiorario**.

Il diametro di ogni fresa varia, con un rapporto costante, di 0,4mm (30/34/38/42/46/50), permettendo così all'operatore la scelta di utilizzo in funzione della qualità ossea (sopra-preparazione o sotto-preparazione).


Tutte le frese sono rivestite con un coating di lubrificante solido in diamante sintetico DLC (Diamond Like Carbon) che massimizza le prestazioni in termini di resistenza meccanica e riduzione dell'attrito.



## ROTAZIONE ANTIORARIA

La rotazione antioraria, invertendo le forze in gioco, genera 3 effetti differenti sulla pratica chirurgica di preparazione del tunnel implantare, che possono rivoluzionare la logica di fresatura conosciuta.

- 1) Spinta anteriore e laterale dell'osso asportato dalla punta più tutti i liquidi in gioco, sangue e fisiologica.
- 2) Espulsione ad "effetto martello" della fresa, con un miglioramento del controllo verticale.
- 3) Riduzione dell'efficienza di taglio a salvaguardia delle parti anatomiche sensibili.



## RESISTA PRO MSD SURGICAL DRILLS - Modular Surgical Drilling


The Modular Surgical Drills with variable geometry are 3-section helicoidal drills with progressive radius rake, that can be used clockwise and anticlockwise.

The diameter of each drill changes according to a constant ratio of 0.4mm (30/34/38/42/46/50): this allows the operator to choose the drill according to the bone quality (over-preparation or under-preparation). All the drills are coated with a DLC (Diamond Like Carbon) synthetic diamond solid lubricant that maximizes performance in terms of mechanical strength and friction reduction.

The **anticlockwise rotation**, reversing the involved forces, generates 3 different effects on the implant tunnel perforation, which can revolutionize the known milling logic.


- 1) Anterior and lateral thrust of the bone removed by the tip, and of the liquids as well, blood and physiological water.
- 2) Ejection and "hammer effect" of the drill that produce an improvement in vertical control.
- 3) Reduction of cutting efficiency to protect sensitive anatomical parts.

# subcrestal surgical approach




✓ Influence of subcrestal implant placement compared with equicrestal position on the peri-implant hard and soft tissues around platform-switched implants: a systematic review and meta-analysis. Valles C, Rodríguez-Ciurana X, Clementini M, Baglivo M, Paniagua B, Nart J. Clin Oral Investig. 2018 Mar;22(2):555-570. doi: 10.1007/s00784-017-2301-1. Epub 2018 Jan 8.

## MARGINAL BONE PRESERVATION PROTOCOL




# subcrestal surgical approach



Gli impianti possono essere inseriti sub-crestali, confinando il riassorbimento osseo alla sola porzione coronale, senza l'esposizione della superficie ruvida,<sup>1</sup> le stesse considerazioni valgono per gli impianti tissue-level<sup>2</sup>

- ✓ 1) Bone remodeling and bone loss around subcrestal implants: Two distinct entities.  
Spinato S, Lombardi T, Stacchi C.  
Int J Periodontics Restorative Dent. 2023;43(4):410-411.
- ✓ 2) Influence of apico-coronal positioning of tissue-level implants on marginal bone stability during supracrestal tissue height establishment: A multi-center prospective study.  
Spinato S, Bernardello F, Lombardi T, Soardi CM, Messina M, Zaffe D, Stacchi C.  
Clin Implant Dent Relat Res. 2022;24(5):611-620.

## transgingival oneabutment approach





# 5° MORSE CONNECTION

ANTI-ROTATION HEXAGON



TAPERED  
SHAPE



IBK

# IBK 34


TAPERED SHAPE  
5° Morse Connection



SOFT BONE - D4

STD BONE - D3/D2

HARD BONE - D1





Velocità di rotazione frese consigliata 500 - 800 rpm

Recommended milling burs rotation speed 500 - 800 rpm

# IBK 38


TAPERED SHAPE  
5° Morse Connection



SOFT BONE - D4

STD BONE - D3/D2

HARD BONE - D1





Velocità di rotazione frese consigliata 500 - 800 rpm

Recommended milling burs rotation speed 500 - 800 rpm

# IBK 42

TAPERED SHAPE  
5° Morse Connection




## SOFT BONE - D4



## STD BONE - D3/D2



## HARD BONE - D1





Velocità di rotazione frese consigliata 500 - 800 rpm

Recommended milling burs rotation speed 500 - 800 rpm

# IBK 46


TAPERED SHAPE  
5° Morse Connection



## SOFT BONE - D4

## STD BONE - D3/D2

## HARD BONE - D1






Velocità di rotazione frese consigliata 500 - 800 rpm

Recommended milling burs rotation speed 500 - 800 rpm

# IBK 50

TAPERED SHAPE  
5° Morse Connection



Velocità di rotazione frese consigliata 500 - 800 rpm

Recommended milling burs rotation speed 500 - 800 rpm



### 3.4 Full Treatment - Mounterless



CODE	IMPLANT	NOMINAL	TRUE	NECK	APEX
<b>IBK 3408</b>	Ø 3.4	8.5 mm	7.5 mm	Ø 3.7	Ø 1.8
<b>IBK 3410</b>	Ø 3.4	10 mm	9.0 mm	Ø 3.7	Ø 1.8
<b>IBK 3411</b>	Ø 3.4	11.5 mm	10.5 mm	Ø 3.7	Ø 1.8
<b>IBK 3413</b>	Ø 3.4	13 mm	12 mm	Ø 3.7	Ø 1.8
<b>IBK 3415</b>	Ø 3.4	15 mm	14 mm	Ø 3.7	Ø 1.8

### 3.8 Full Treatment - Mounterless



CODE	IMPLANT	NOMINAL	TRUE	NECK	APEX
<b>IBK 3808</b>	Ø 3.8	8.5 mm	7.5 mm	Ø 4.1	Ø 1.9
<b>IBK 3810</b>	Ø 3.8	10 mm	9.0 mm	Ø 4.1	Ø 1.9
<b>IBK 3811</b>	Ø 3.8	11.5 mm	10.5 mm	Ø 4.1	Ø 1.9
<b>IBK 3813</b>	Ø 3.8	13 mm	12 mm	Ø 4.1	Ø 1.9
<b>IBK 3815</b>	Ø 3.8	15 mm	14 mm	Ø 4.1	Ø 1.9

### 4.2 Full Treatment - Mounterless



CODE	IMPLANT	NOMINAL	TRUE	NECK	APEX
<b>IBK 4208</b>	Ø 4.2	8.5 mm	7.5 mm	Ø 4.2	Ø 2.3
<b>IBK 4210</b>	Ø 4.2	10 mm	9.0 mm	Ø 4.2	Ø 2.3
<b>IBK 4211</b>	Ø 4.2	11.5 mm	10.5 mm	Ø 4.2	Ø 2.3
<b>IBK 4213</b>	Ø 4.2	13 mm	12 mm	Ø 4.2	Ø 2.3
<b>IBK 4215</b>	Ø 4.2	15 mm	14 mm	Ø 4.2	Ø 2.3

## 4.6 Full Treatment - Mounterless




CODE	IMPLANT	NOMINAL	TRUE	NECK	APEX
<b>IBK 4608</b>	Ø 4.6	8.5 mm	7.5 mm	Ø 4.3	Ø 2.4
<b>IBK 4610</b>	Ø 4.6	10 mm	9.0 mm	Ø 4.3	Ø 2.4
<b>IBK 4611</b>	Ø 4.6	11.5 mm	10.5 mm	Ø 4.3	Ø 2.4
<b>IBK 4613</b>	Ø 4.6	13 mm	12 mm	Ø 4.3	Ø 2.4
<b>IBK 4615</b>	Ø 4.6	15 mm	14 mm	Ø 4.3	Ø 2.4

## 5.0 Full Treatment - Mounterless



CODE	IMPLANT	NOMINAL	TRUE	NECK	APEX
<b>IBK 5008</b>	Ø 5.0	8.5 mm	7.5 mm	Ø 4.7	Ø 2.7
<b>IBK 5010</b>	Ø 5.0	10.0 mm	9.0 mm	Ø 4.7	Ø 2.7
<b>IBK 5011</b>	Ø 5.0	11.5 mm	10.5 mm	Ø 4.7	Ø 2.7
<b>IBK 5013</b>	Ø 5.0	13 mm	12 mm	Ø 4.7	Ø 2.7
<b>IBK 5015</b>	Ø 5.0	15 mm	14 mm	Ø 4.7	Ø 2.7





# PROSTHETICS COMPONENTS

## UNIVERSAL 5° MORSE CONNECTION



# prosthetics parts

20Ncm 



## Pilastro di Guarigione STANDARD - Titanio Gr. 5

STANDARD Healing Abutment - Titanium Gr. 5

**VI 3000** H 3 mm - Standard Gingival Profile Ø 4.5

**VI 5000** H 5 mm - Standard Gingival Profile Ø 4.5

**VI 7000** H 7 mm - Standard Gingival Profile Ø 4.5

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

20Ncm 



## Pilastro di Guarigione ANATOMICO - Titanio Gr. 5

ANATOMICAL Healing Abutment - Titanium Gr. 5

**VI 30SV** H 3 mm - Anatomical Gingival Profile Ø 5.0

**VI 50SV** H 5 mm - Anatomical Gingival Profile Ø 5.0

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

20Ncm 



## Pilastro di Guarigione Largo ANATOMICO - Titanio Gr. 5

ANATOMICAL Large Healing Abutment - Titanium Gr. 5

**VI 6030** H 3 mm - Anatomical Large Gingival Profile Ø 6.0

**VI 6050** H 5 mm - Anatomical Large Gingival Profile Ø 6.0

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Analogo per Laboratorio - Titanio Gr. 5 - Anodizzato

Laboratory Analog - Titanium Gr. 5 - Anodized

**AN 1000** H 12 mm - Universal Shape

 15Ncm



## Transfer per impronta Pick Up - Titanio Gr. 5

Pick Up Impression Coping - Titanium Gr. 5

**TR 1000** Antirotaion Hex

**VITR00** Vite Lunga di Ricambio - Long Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

# prosthetics parts

## Transfer per Impronta a Strappo Cucchiaino Chiuso - Titanio Gr. 5

Closed Tray Impression Coping - Titanium Gr. 5

**TR 1100** Antirotation Hex

**TRS 1100** Snap-On

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastro Temporaneo da Incollaggio - Titanio Gr. 5

Temporary Glueing Abutment - Titanium Gr. 5


**MT 1000** Temporary Glueing Antirotation Hex - H1mm

**MTR 1000** Temporary Glueing Rotating - H1mm

**MOFL 00** Temporary Glueing **FLAT** - Rotating - H1mm

**VPF00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Moncone Titanio Diritto - Titanio Gr. 5

Straight Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**MDN 1000** Straight - Antirotation Hex - Narrow Gingival Profile H1.5mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Moncone Titanio Diritto Fresabile - Titanio Gr. 5

Straight Millable Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**MD 1000** Straight - Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H2mm

**MD 1040** Straight - Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H4mm

**MD 1050** Straight - Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H5mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Moncone Titanio Diritto Spallato - Titanio Gr. 5

Straight Shouldered Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**MA 1000** Straight - Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H2mm

**MA 1040** Straight - Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H4mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



# prosthetics parts

32Ncm



**Moncone Titanio Dritto Spallato** - Titanio Gr. 5

**Shoulder Straight Titanium Abutment** - Titanium Gr. 5


**MD 6020** Large Ø 6.0 Gingival Profile - H 2 mm

**MD 6040** Large Ø 6.0 Gingival Profile - H 4 mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



**Moncone Titanio Angolato 15°** - Titanio Gr. 5

**15° Angled Titanium Abutment** - Titanium Gr. 5


**MA 1500** Ø 5.0 Gingival Profile - H 2 mm

**MA 1540** Ø 5.0 Gingival Profile - H 4 mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



**Moncone Titanio Angolato 25°** - Titanio Gr. 5

**25° Angled Titanium Abutment** - Titanium Gr. 5

**MA 2500** Ø 5.0 Gingival Profile - H 2 mm

**MA 2540** Ø 5.0 Gingival Profile - H 4 mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



**Link in Titanio con Calcinabile** - Titanio Gr. 5

**Titanium Link with Castable Abutment** - Titanium Gr. 5

**CA 10TI** Antirotaion Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H3mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



**Moncone UCLA Cobalto Cromo** - CoCr

**UCLA Abutment Cobalt Chrome** - CoCr

**CA 10CR** Antirotaion Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H3mm

**CR 10CR** Rotating - Ø 5.0 Gingival Profile H3mm

**CAS 10CR** Antirotaion Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H2mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

# prosthetics parts

## Moncone Calcinabile - Acrilico

### Castable Abutment - Acrylic

**CA 1000** Antirotation Hex - Ø 5.0 Gingival Profile H2mm

**CR 1000** Rotating - Ø 5.0 Gingival Profile H2mm

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastrì a Sfera per Overdenture - Titanio Gr. 5

### Overdenture Ball Abutments - Titanium Gr. 5

**MO 0001** Normo - Ø 4.5 Gingival Profile H1mm

**MO 0003** Normo - Ø 4.5 Gingival Profile H3mm

**MO 0005** Normo - Ø 4.5 Gingival Profile H5mm

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Cappette Ritentive Normo - Teflon

### Normo Retentive Caps - Teflon

**TF 10** Bianca - White 1300 gr

**TF 08** Rosa - Pink 800 gr

**TF 06** Gialla - Yellow 600 gr

**TF 04** Verde - Green 400 gr



## Contenitore Metallico per Cappette Ritentive Normo

### Normo Retentive Caps Metal Box

**CO 01** Stainless Steel Metal Box

**CO 02** Titanium Metal Box



## Kit Pilastrò Equator per Overdenture - Titanio Gr. 5 - PVD TiN

### Overdenture Equator Abutment Kit - Titanium Gr. 5 - PVD TiN

**BPEQ1** H 1 mm - Narrow Gingival Profile

**BPEQ2** H 2 mm - Narrow Gingival Profile

**BPEQ3** H 3 mm - Narrow Gingival Profile

**BPEQ4** H 4 mm - Narrow Gingival Profile

**BPEQ5** H 5 mm - Narrow Gingival Profile



# OT Equator - accessories and spare parts



## Cappette OT Equator

### OT Equator Caps

<b>TFQ 1</b>	Strong Retention
<b>TFQ 2</b>	Standard Retention
<b>TFQ 3</b>	Soft Retention
<b>TFQ 4</b>	Extra Soft Retention
<b>TFQ 5</b>	Dental Laboratory Cap



## Contenitori OT Equator

### OT Equator Metal Box

<b>COQ 1</b>	Stainless Steel Metal Box
<b>COQ 2</b>	Titanium Metal Box
<b>COSB</b>	Smart Box



## Kit ricambi OT Equator

### OT Equator Spare parts Kits

<b>NBOXEQ</b>	Standard Spare parts Kit
<b>SBOXEQ</b>	Smart Box Spare parts Kit



## Link Base per Incollaggio Rotante - Titanio Gr. 5

### Rotating Bonding Technique Base Link - Titanium Gr. 5

<b>ALEQ</b>	Analog
<b>TISEQ</b>	Transfer
<b>F20EQ</b>	Equator Screw
<b>SCEQ</b>	Castable Equator
<b>TFSB</b>	Smart Box Transfer Black



## Strumenti Equator

### Equator Tools

<b>IEQ</b>	Inserter - Extractor
<b>DMEQ</b>	Manual Driver
<b>DCEQ</b>	Contra-angle Driver

# Overdenture Loc Abutment

**Kit LOC Abutment** - Pilastro + Contenitore Metallico + Cappette

**LOC Abutment Kit** - Abutment + Metal Box + Caps


- BPLC1**      Kit LOC Abutment H1 mm - Ø4.0
- BPLC2**      Kit LOC Abutment H2 mm - Ø4.0
- BPLC3**      Kit LOC Abutment H3 mm - Ø4.0
- BPLC4**      Kit LOC Abutment H4 mm - Ø4.0
- BPLC5**      Kit LOC Abutment H5 mm - Ø4.0



## Accessori e Ricambi LOC Abutment

**LOC Abutment Accessories and Spare Parts**

- TSLC**      Transfer Ti + Cappetta Nera (per laboratorio)
- COLC1**    Contenitore Ti + Cappetta Nera (per laboratorio)
- NBOXLC**    Kit Cappette + Contenitore Ti
- TFLC50**    Cappetta Ritentiva Trasparente - 2268 g 4 pz.
- TFLC30**    Cappetta Ritentiva Rosa - 1361 g 4 pz.
- TFLC15**    Cappetta Ritentiva Blu - 680 g 4 pz.
- ALLC**      Analogo in Titanio
- TFLCD40**    Cappetta Ritentiva Verde - 1814 g 4 pz.
- TFLCD20**    Cappetta ritentiva Arancione - 907 g 4 pz.
- TFLCD15**    Cappetta ritentiva Rossa - 680 g 4 pz.
- DMLC**      Avvitatore da Cricchetto (attacco Straumann®)
- DCLC**      Avvitatore da Contrangolo
- IELC**      Inseritore / Estrattore Cappette



32Ncm



**Transfer per impronta Digitale - Titanio Gr. 5**

**Scan Abutment - Titanium Gr. 5**

**SCA 00**      Ø 4.5 Gingival Profile

**VIPA00**      Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**    Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



**Analogo CAD da Laboratorio con Vite - Titanio Gr. 5**

**Laboratory CAD Analog with Screw - Titanium Gr. 5**

**AN3D 00**      Con vite ritentiva per modelli stampati

32Ncm



VIPA00



**Link Base per Incollaggio Antirotazione - Titanio Gr. 5**

**Antirotation Bonding Technique Base Link - Titanium Gr. 5**

**LK 1001**      Gingival Profile **H 1mm** - Antirotation Hex

**LK 1002**      Gingival Profile **H 2mm** - Antirotation Hex

**LK 1003**      Gingival Profile **H 3mm** - Antirotation Hex

**LK 1004**      Gingival Profile **H 4mm** - Antirotation Hex

**LK 1005**      Gingival Profile **H 5mm** - Antirotation Hex

32Ncm



VIPA00



**Link Base per Incollaggio Rotante - Titanio Gr. 5**

**Rotating Bonding Technique Base Link - Titanium Gr. 5**

**LKR 1001**      Gingival Profile **H 1mm** - Rotating

**LKR 1002**      Gingival Profile **H 2mm** - Rotating

**LKR 1003**      Gingival Profile **H 3mm** - Rotating

**LKR 1004**      Gingival Profile **H 4mm** - Rotating

**LKR 1005**      Gingival Profile **H 5mm** - Rotating

**DMRP120S**    Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

20Ncm



STD



LONG



**Viti protesiche per canale angolato - Titanio Gr. 5**

**Prosthetic screws for angled hole - Titanio Gr. 5**

**VIPA 00AI**      Vite Standard per canale angolato - STANDARD

**VIPA 00AITL**    Vite Lunga + 2mm per canale angolato - LONG

**MDT6DS**      Manual Torque Driver for angled hole

**DCT6DS**      RA Contr-angle Torque Driver for angled hole

## Link Aperti da incollaggio per Avvitamento Angolato - Titanio Gr. 5

Open Links for Gluing for Angled Screwing - Titanium Gr. 5

**IPB TBAI1** Gingival Profile H 1.7mm - Antirotation Hex

**IPB TBAI2** Gingival Profile H 2.5mm - Antirotation Hex

**IPB TBRAI1** Gingival Profile H 1.7mm - Rotating

**IPB TBRAI2** Gingival Profile H 2.5mm - Rotating

**MDT6DS** Manual Torque Driver for angled hole

**DCT6DS** RA Contr-angle Torque Driver for angled hole



## Link per Incollaggio - Compatibile Cerec - Titanio Gr. 5

Bonding Technique Link - Cerec Compatible - Titanium Gr. 5

**IPB STB1** Gingival Profile H 1.0mm - Antirotation Hex

**IPB STB2** Gingival Profile H 2.0mm - Antirotation Hex

**IPB STB3** Gingival Profile H 3.0mm - Antirotation Hex


**IPB STBR1** Gingival Profile H 1.0mm - Rotating

**IPB STBR2** Gingival Profile H 2.0mm - Rotating

**IPB STBR3** Gingival Profile H 3.0mm - Rotating


**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## AVVITAMENTO ANGOLATO CON T6 ANGLED TORX DRIVER





## Pilastro Toronto Dritto - Titanio Gr. 5

Toronto Straight Abutment - Titanium Gr. 5



- MU 0001** Toronto Straight MUA Abutment H 1mm
- MU 0002** Toronto Straight MUA Abutment H 2mm
- MU 0003** Toronto Straight MUA Abutment H 3mm
- MU 0004** Toronto Straight MUA Abutment H 4mm
- MU 0005** Toronto Straight MUA Abutment H 5mm
- MU 0006** Toronto Straight MUA Abutment H 6mm

**DCDM** [Toronto Straight Abutment Driver](#)

## Pilastro Toronto Angolato 17° - Titanio Gr. 5

17° Toronto Angled Abutment - Titanium Gr. 5

32Ncm 



- MU 1700** Toronto Angled 17° MUA Abutment H3
- MU 1750** Toronto Angled 17° MUA Abutment H5

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** [Standard Hexagonal Driver Ø 1.20](#)

## Pilastro Toronto Angolato 30° e 45° - Titanio Gr. 5

30° and 45° Toronto Angled Abutment - Titanium Gr. 5

32Ncm 



- MU 3000** Toronto Angled 30° MUA Abutment H3
- MU 3050** Toronto Angled 30° MUA Abutment H5
- MU 4500** Toronto Angled 45° MUA Abutment H4.5

**VIPA00** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** [Standard Hexagonal Driver Ø 1.20](#)

# toronto prosthetics

## Pilastro Temporaneo Toronto Rotante - Titanio Gr. 5 Rotating Toronto Temporary Abutment - Titanium Gr. 5

**TT 1000** Rotating Temporary

VPMU 00 Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastro Temporaneo Toronto Antirotazione - Titanio Gr. 5 Antirotation Hex Toronto Temporary Abutment - Titanium Gr. 5

**TTA 1000** Antirotation Hex Temporary

VPMU 00 Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastro Toronto Calcinabile Rotante Rotating Castable Toronto Abutment

**TC 1000** Toronto Castable Abutment - Rotating

VPMU 00 Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastro Toronto Calcinabile Antirotazione Antirotation Hex Castable Toronto Abutment

**TCA 1000** Toronto Castable Abutment - Antirotation Hex


VPMU 00 Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Pilastro Toronto in Cromo Cobalto CoCr Toronto Abutment

**TTCR 1000** Toronto CoCr Abutment - Rotating

VPMU 00 Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20





## Analogo Toronto per Laboratorio Rotante - Titanio Gr. 5

Rotating Laboratory Toronto Analog - Titanium Gr. 5

**MU 10AN** Rotating Toronto Analog

VIPA00 Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Analogo Toronto per Laboratorio Antirrotazione - Titanio Gr. 5

Antirootation Hex Laboratory Toronto Analog - Titanium Gr. 5

**MU 10ANA** Antirootation Hex Toronto Analog

VIPA00 Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

15Ncm



## Transfer Toronto Rotante - Titanio Gr. 5

Rotating Toronto Impression Coping - Titanium Gr. 5

**MU 10TR** Rotating Toronto Impression Coping

VIPMUTR Vite lunga di Ricambio - Long Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

15Ncm



## Transfer Toronto Antirrotazione - Titanio Gr. 5

Antirootation Hex Toronto Impression Coping - Titanium Gr. 5

**MU 10TRA** Antirootation Hex Toronto Impression Coping

VIPMUTR Vite lunga di Ricambio - Long Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

15Ncm



## Pilastro di Guarigione Toronto

Toronto Healing Abutment

**MU 10VI** Toronto Healing Abutment H4.5mm


**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

## Transfer per impronta Digitale - Titanio Gr. 5

Scan Abutment - Titanium Gr. 5

**MU10SA** Standard Gingival Profile Ø 4.5

**VPMU 00** Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Analogo CAD da Laboratorio con Vite - Titanio Gr. 5

Laboratory CAD Analog with Screw - Titanium Gr. 5

**MU10AN3D** Con vite ritentiva per modelli stampati



## Link Base per Incollaggio Antirotazione - Titanio Gr. 5

Antirotation Bonding Technique Base Link - Titanium Gr. 5

**MU10LK** Gingival Profile H 1mm - Antirotation Hex

**VPMU 00** Vite di Ricambio - Spare Screw  
**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Vite protesica Toronto per canale angolato - Titanio Gr. 5

Prosthetic screw for angled hole - Titanio Gr. 5

**VPMU 00AI** Vite Standard per canale angolato - STANDARD

**MDT6DS** Manual Torque Driver for angled hole  
**DCT6DS** RA Contr-angle Torque Driver for angled hole




## Vite protesica Toronto per canale angolato - Titanio Gr. 5

Prosthetic screw for angled hole - Titanio Gr. 5

**VPMU 00AITL** Vite Lunga + 2mm per canale angolato - LONG

**MDT6DS** Manual Torque Driver for angled hole  
**DCT6DS** RA Contr-angle Torque Driver for angled hole



# oneabutment octa prosthetics

32Ncm



## Oneabutment Octa 3.8 - Titanio Gr. 5

Oneabutment Octa 3.8 - Titanium Gr. 5

- IPBO 381 Oneabutment Transgengivale H1.5 mm
- IPBO 382 Oneabutment Transgengivale H2.5 mm
- IPBO 383 Oneabutment Transgengivale H3.5 mm
- IPBO 384 Oneabutment Transgengivale H4.5 mm
- IPBO 385 Oneabutment Transgengivale H5.5 mm

**DCOC01**

Prolunga da Cricchetto Corta per serraggio Octa

32Ncm



## Oneabutment Octa 4.8 - Titanio Gr. 5

Oneabutment Octa 4.8 - Titanium Gr. 5

- IPBO 481 Oneabutment Transgengivale H1.5 mm
- IPBO 482 Oneabutment Transgengivale H2.5 mm
- IPBO 483 Oneabutment Transgengivale H3.5 mm
- IPBO 484 Oneabutment Transgengivale H4.5 mm
- IPBO 485 Oneabutment Transgengivale H5.5 mm

**DCOC01**

Prolunga da Cricchetto Corta per serraggio Octa

15Ncm



## Pilastro di Guarigione Octa - Titanio Gr. 5

Octa Healing Abutment - Titanium Gr. 5

- EPHAO 384 Healing Cap Octa Ø 3.8 mm
- EPHAO 484 Healing Cap Octa Ø 4.8 mm

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

25Ncm



## Transfer per impronta Digitale - Titanio Gr. 5

Scan Abutment - Titanium Gr. 5

- EPSAO 38 Scan Abutment Octa Ø 3.8 mm e Ø 4.8 mm


EPVO

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

15Ncm



## Transfer per impronta Pick Up - Titanio Gr. 5

Pick Up Impression Coping - Titanium Gr. 5

- EPIAO 38 Impression Coping Octa Ø 3.8 mm e Ø 4.8 mm

EPVLO

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

# oneabutment octa prosthetics

## Analogo Digitale Octa per Laboratorio - Titanio Gr. 5

Laboratory Octa Digital Analog - Titanium Gr. 5

**EPBALO 38DS** Analogo Digitale Octa Ø 3.8 mm

**EPBALO 48DS** Analogo Digitale Octa Ø 4.8 mm



## Pilastro Temporaneo Octa - Titanio Gr. 5

Octa Temporary Abutment - Titanium Gr. 5

**EPTRO 38** Rotating Temporary Octa Ø 3.8 mm


**EPTRO 48** Rotating Temporary Octa Ø 4.8 mm

**EPTAO 38** Antirotation Hex Temporary Octa Ø 3.8 mm

**EPTAO 48** Antirotation Hex Temporary Octa Ø 4.8 mm

**EPVO** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Link Base Octa per Incollaggio Basso - Titanio Gr. 5

Short Bonding Technique Octa Base Link - Titanium Gr. 5

**EPTRO 380 DS** Rotating TiBase Octa Ø 3.8 mm - 0mm

**EPTRO 480 DS** Rotating TiBase Octa Ø 4.8 mm - 0mm


**EPTAO 380 DS** Antirotation Hex TiBase Octa Ø 3.8 mm - 0mm

**EPTAO 480 DS** Antirotation Hex TiBase Octa Ø 4.8 mm - 0mm

**EPVO** Vite di Ricambio - Spare Screw

**EPVLOT6DS** Vite per Canale Angolato - Angled Hole Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Link Base Octa per Incollaggio Alto - Titanio Gr. 5

High Bonding Technique Octa Base Link - Titanium Gr. 5

**EPTRO 38 DS** Rotating TiBase Octa Ø 3.8 mm - 3mm

**EPTRO 48 DS** Rotating TiBase Octa Ø 4.8 mm - 3mm


**EPTAO 38 DS** Antirotation Hex TiBase Octa Ø 3.8 mm - 3mm

**EPTAO 48 DS** Antirotation Hex TiBase Octa Ø 4.8 mm - 3mm

**EPVO** Vite di Ricambio - Spare Screw

**EPVLOT6DS** Vite per Canale Angolato - Angled Hole Screw

**DMRP120S** Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



# cone abutment prosthetics

32Ncm



## Moncone CONE Angolato - Titanio Gr. 5

Angled CONE Abutment - Titanium Gr. 5

**IPBCON 7L2** 7.5° Angled CONE Abutment H2 mm **Long 6 mm**

**IPBCON 15L2** 15° Angled CONE Abutment H2 mm **Long 6 mm**


VIPA00

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



## Moncone CONE Angolato - Titanio Gr. 5

Angled CONE Abutment - Titanium Gr. 5

**IPBCON 22L3** 22.5° Angled CONE Abutment H3 mm **Long 6 mm**

**IPBCON 30L3** 30° Angled CONE Abutment H3 mm **Long 6 mm**


VIPA00

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



## Moncone CONE Diritto Basso 4mm - Titanio Gr. 5

CONE Straight Low Abutment 4mm - Titanium Gr. 5

**IPBCON 0S1** Straight CONE Abutment H1.5 mm **Short 4 mm**

VIPA00

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20

32Ncm



## Moncone CONE Diritto Alto 6mm - Titanio Gr. 5

CONE Straight High Abutment 6mm - Titanium Gr. 5

**IPBCON 0L1** Straight CONE Abutment H1.5 mm **Long 6 mm**

VIPA00

Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMRP120S**

Standard Hexagonal Driver Ø 1.20



## Cappetta CONE da Saldatura - Titanio Gr. 5

CONE Welding Cap - Titanium Gr. 5

**CTCON RS-S** CONE Welding Cap **Short 4 mm** - Rotating

**CTCON RL-S** CONE Welding Cap **Long 6 mm** - Rotating

# cone abutment prosthetics

**Cappetta CONE da Incollaggio H4mm - Titanio Gr. 5**

**CONE Gluing Cap H4mm - Titanium Gr. 5**

**CTCON RS**      CONE Gluing Cap **Short 4 mm** - Rotating

**CTCON AS**      CONE Gluing Cap **Short 4 mm** - Anti-rotation



H4

**Cappetta CONE da Incollaggio H6mm - Titanio Gr. 5**

**CONE Gluing Cap H6mm - Titanium Gr. 5**

**CTCON RL**      CONE Gluing Cap **Long 6 mm** - Rotating

**CTCON AL**      CONE Gluing Cap **Long 6 mm** - Anti-rotation




H6

**Transfer CONE Digitale e Cappetta CONE - PEEK**

**Scan Abutment and CONE Cap - PEEK**

**IACON S**      Scan Abutment/Peek Cap CONE **Short 4 mm**

**IACON L**      Scan Abutment/Peek Cap CONE **Long 6 mm**



**Analogo Digitale CONE per Laboratorio - Titanio Gr. 5**

**Laboratory CONE Digital Analog - Titanium Gr. 5**

**ALCON S**      Digital Analog CONE **Short 4 mm**

**ALCON L**      Digital Analog CONE **Long 6 mm**




H4

H6

**Parallelizzatore Intraorale Manuale CONE - Titanio Gr. 5**

**CONE Intraoral Manual Parallelizer - Titanium Gr. 5**

**PARCON**      Intraoral Manual Parallelizer CONE








# INSTRUMENTS & DRILLS

## IMPLANT TOOLS







# standard surgical drills








## FRESE HBM - Hard Bone Management

	<b>07001604</b>	Cortical Drill - Ø 1.6 mm - 11 mm
	<b>04002104</b>	Cortical Drill - Ø 2.1 mm - 11 mm
	<b>FLS2313</b>	Lance Drill - Ø 2.3 mm - 13 mm

## FIS- Corticals

	<b>FIS 35</b>	Cortical Drill - Ø 3.6 mm
	<b>FIS 40</b>	Cortical Drill - Ø 4.1 mm
	<b>FIS 45</b>	Cortical Drill - Ø 4.5 mm
	<b>FIS 50</b>	Cortical Drill - Ø 5.0 mm

## FKS - Tapered

	<b>FKS 30</b>	Tapered Drill - Ø 2.4 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 34</b>	Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 38</b>	Tapered Drill - Ø 3.25 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 42</b>	Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 46</b>	Tapered Drill - Ø 3.85 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 50</b>	Tapered Drill - Ø 4.35 mm - Long 18 mm
	<b>FKS 55</b>	Tapered Drill - Ø 4.35 mm - Long 18 mm

# standard surgical drills

## Frese Speciali - Special Drills

- FC 2013B** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - 13 mm
- FC 2018B** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - 18 mm
- FC 2613B** Cylindrical Drill - Ø 2.6 mm - 13 mm
- FC 2618B** Cylindrical Drill - Ø 2.6 mm - 18 mm
- FC 3013B** Cylindrical Drill - Ø 3.0 mm - 13 mm
- FC 3018B** Cylindrical Drill - Ø 3.0 mm - 18 mm
- FC 3213B** Cylindrical Drill - Ø 3.2 mm - 13 mm
- FC 3218B** Cylindrical Drill - Ø 3.2 mm - 18 mm
- FC 3413B** Cylindrical Drill - Ø 3.4 mm - 13 mm
- FC 3418B** Cylindrical Drill - Ø 3.4 mm - 18 mm
- FC 3813B** Cylindrical Drill - Ø 3.8 mm - 13 mm
- FC 3818B** Cylindrical Drill - Ø 3.8 mm - 18 mm
- FC 4213B** Cylindrical Drill - Ø 4.2 mm - 13 mm
- FC 4218B** Cylindrical Drill - Ø 4.2 mm - 18 mm

**FBP** Bone Profiler - Ø 5.0 mm - Int/Ext Hex  
(Velocità Max di rotazione antioraria 80 rpm)

- FT 3038** Trepine - Ø 3.0 mm / Ø 3.8 mm
- FT 4048** Trepine - Ø 4.0 mm / Ø 4.8 mm
- FT 5058** Trepine - Ø 5.0 mm / Ø 5.8 mm
- FT 6068** Trepine - Ø 6.0 mm / Ø 6.8 mm

**PF** Drill Extension - Prolunga per Frese

- FLS2313** Lance Drill - Ø 2.3 mm - L13 mm
- FLS2318** Lance Drill - Ø 2.3 mm - L18 mm

- ST M13** Manual Tissue Punche - Ø3.0mm
- ST M14** Manual Tissue Punche - Ø4.1mm
- ST M15** Manual Tissue Punche - Ø5.1mm

- ST M23** Contrangle Tissue Punche - Ø3.0mm
- ST M24** Contrangle Tissue Punche - Ø4.1mm
- ST M25** Contrangle Tissue Punche - Ø5.1mm



# calibrated surgical drills

## FCC 20 - Cylindricals



**FCC 2007** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 7 mm



**FCC 2008** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm



**FCC 2010** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm



**FCC 2011** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm



**FCC 2013** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm

## FKC 34 - Tapered



**FKC 3407** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 7 mm



**FKC 3408** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm



**FKC 3410** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm



**FKC 3411** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm



**FKC 3413** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm

## FKC 38 - Tapered



**FKC 3807** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 7 mm



**FKC 3808** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 8,5 mm



**FKC 3810** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 10 mm



**FKC 3811** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 11,5 mm



**FKC 3813** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 13 mm

# calibrated surgical drills

## FKC 42 - Tapered

**FKC 4207** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 7 mm



**FKC 4208** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 8,5 mm



**FKC 4210** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 10 mm



**FKC 4211** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 11,5 mm



**FKC 4213** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 13 mm



## FKC 46 - Tapered

**FKC 4607** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 7 mm



**FKC 4608** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 8,5 mm



**FKC 4610** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 10 mm



**FKC 4611** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 11,5 mm



**FKC 4613** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 13 mm



## FKC 50 - Tapered

**FKC 5007** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 7 mm



**FKC 5008** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 8,5 mm



**FKC 5010** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 10 mm



**FKC 5011** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 11,5 mm



**FKC 5013** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 13 mm





# COMPUTER GUIDED SURGERY

## GUIDED SURGERY TOOLS




# computer guided surgery

## MASCHERINA CHIRURGICA - Mascherina on demand multi-impianti

**SURGICAL GUIDE** - Multi-implants on demand surgical guide

- DS PAK** Progetto + Mascherina + Modello + Boccole
- DS PAK-M** Progetto + Mascherina + Boccole
- DS PAK-M1** Progetto + Mascherina + 1 Boccola
- DS PAK-M4** Progetto + Mascherina + 2/4 Boccole
- DS PAK-M8** Progetto + Mascherina + 5/8 Boccole
  
- DS PAK 1** Progetto + Mascherina + Modello + 1 Boccola
- DS PAK 4** Progetto + Mascherina + Modello + 2/4 Boccola
- DS PAK 8** Progetto + Mascherina + Modello + 5/8 Boccola



**NB** - Supporto tecnico sul posto per i primi 3 interventi  
Kit Chirurgico in comodato d'uso per i primi 3 interventi

## MODELLI - Modelli Stereolitografati

**MODELS** - Stereolithographed models

- DS MOD** Modello Master da Laboratorio da File STL per Analoghi
- DS MOD AS** Modello Anatomico Piccolo da Files DCM
- DS MOD AL** Modello Anatomico Grande da Files DCM




## MASCHERINA CHIRURGICA SCOMPONIBILE

**MODULAR SURGICAL GUIDE**

- DS PAK SM** Progetto + Mascherina Scomponibile 3pz + 2 Modelli + Boccole

**NB** - Supporto tecnico sul posto per i primi 3 interventi  
Kit Chirurgico in comodato d'uso per i primi 3 interventi



## PROTESI PROVVISORIA IMMEDIATA - PMMA Stratificato Fresato e Armatura in Titanio Fresata

**IMMEDIATE TEMPORARY PROSTHESIS** - Drilled PMMA and Milled Titanium Framework

- DS PTD** Protesi Provvisoria Total Digital - PMMA + Armatura
- DS PD1** Protesi Provvisoria Digitale - PMMA 1 Elemento
- DS PD2/10** Protesi Provvisoria Digitale - PMMA da 2 a 10 Elementi





# computer guided surgery




## CORSI DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICI SU PC

Il futuro è digitale e la chirurgia computer guidata cammina al fianco della rivoluzione cad-cam che sta trasformando il nostro lavoro imparare le basi, conoscerne le potenzialità, comprenderne i limiti per evitare errori e per migliorare il nostro quotidiano






# guided surgery drills



## FG - Special drills




- FG P15** Pins Drill - Ø 1.5 mm
- FG B55 L** Bone Mill Drill - Ø 5.5 mm - Large
- FG B41 S** Bone Mill Drill - Ø 4.15 mm - Small



## FG M - Mucotomes



- FG M41 S** Mucotome Drill - Ø 4.1 mm - Small
- FG M45 L** Mucotome Drill - Ø 4.5 mm - Large
- FG M55 L** Mucotome Drill - Ø 5.3 mm - Large



# guided surgery drills



## FG C - Cortical Drills

- FG C35 S** Cortical Drill - Ø 3.5 mm - Small
- FG C40 S** Cortical Drill - Ø 4.0 mm - Small
- FG C35 L** Cortical Drill - Ø 3.5 mm - Large
- FG C40 L** Cortical Drill - Ø 4.0 mm - Large
- FG C50 L** Cortical Drill - Ø 5.0 mm - Large



## FG 20 S - FIRST DRILLS Small Driver

- FGR 2008 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm
- FGR 2010 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm
- FGR 2011 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm
- FGR 2013 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm
- FGR 2015 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 15 mm



## FG 20 L - FIRST DRILLS Large Driver

- FGR 2008 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm
- FGR 2010 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm
- FGR 2011 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm
- FGR 2013 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm
- FGR 2015 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 15 mm





# guided surgery drills

## FG 34 L - 3.4 IMPLANT DRILLS Small Driver



- FGR 3408 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3410 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm
- FGR 3411 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3413 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm
- FGR 3415 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 15 mm

## FG 34 L - 3.4 IMPLANT DRILLS Large Driver



- FGR 3408 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3410 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm
- FGR 3411 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3413 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm
- FGR 3415 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 15 mm

## FG 38 S - 3.8 IMPLANT DRILLS Small Driver



- FGR 3808 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3810 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 10 mm
- FGR 3811 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3813 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 13 mm
- FGR 3815 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 15 mm

## FG 38 L - 3.8 IMPLANT DRILLS Large Driver



- FGR 3808 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3810 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 10 mm
- FGR 3811 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3813 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 13 mm
- FGR 3815 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 15 mm

# guided surgery drills

## FG 42 S - 4.2 IMPLANT DRILLS Small Driver

- FGR 4208 S** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 8,5 mm
- FGR 4210 S** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 10 mm
- FGR 4211 S** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 11,5 mm
- FGR 4213 S** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 13 mm
- FGR 4215 S** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 15 mm



## FG 42 L - 4.2 IMPLANT DRILLS Large Driver

- FGR 4208 L** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 8,5 mm
- FGR 4210 L** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 10 mm
- FGR 4211 L** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 11,5 mm
- FGR 4213 L** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 13 mm
- FGR 4215 L** 4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 15 mm



## FG 46 L - 4.6 IMPLANT DRILLS Large Driver

- FGR 4608 L** 4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 8,5 mm
- FGR 4610 L** 4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 10 mm
- FGR 4611 L** 4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 11,5 mm
- FGR 4613 L** 4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 13 mm
- FGR 4615 L** 4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 15 mm



## FG 50 L - 5.0 IMPLANT DRILLS Large Driver

- FGR 5008 L** 5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 8,5 mm
- FGR 5010 L** 5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 10 mm
- FGR 5011 L** 5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 11,5 mm
- FGR 5013 L** 5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 13 mm





# guided surgery tools

## Guided Mounters



**IP4MG 4S**

Mounter Guidata - Internal Hex ● Small Drive 1.5mm

**IP4MG 4L**

Mounter Guidata - Internal Hex ● Large Drive 5.5mm

Large Peek Sleeve



Small Peek Sleeve



Large Titanium Sleeve



Small Titanium Sleeve



Allineatori di Fase Esagonale  
Hexagonal Phase Aligners



# guided surgery guidelines

## 1 DATI DICOM

Cartella di file DCM - Soltanto files puri (non criptati e senza programma viewer), tagli non superiori a 0.5 mm, FOV adeguato al volume da diagnosticare, paziente fermo e comodo, testa dritta, distanziatore tra le arcate di 1.5 cm con dentatura fissa antagonista, energia consigliata 80/90 kVp con algoritmi HD low- scattering.



## 2 STL ANATOMICO

Edentulia Parziale - da scanner intraorale o impronta tradizionale

Edentulia Totalele - da impronta tradizionale, mucocompressiva, estesa il più possibile compreso tutto il palato



## 3 STL PROTESICO



Edentulia Parziale - modellato in 3D in laboratorio ed allineato all'STL Anatomico

Edentulia Totalele - da impronta tradizionale, mucocompressiva, estesa il più possibile compreso tutto il palato



## 4 CREAZIONE DEL CASO

Pianifichiamo in ambiente virtuale il caso chirurgico/protesico trasformando i vostri dati paziente in un caso unico, proponendovi più progetti visionabili sul vostro software condivisi in cloud e vi accompagniamo in ogni forma di apprendimento.



Guided Surgery REVO (Full Optional su Richiesta)



# INSTRUMENTS & TOOLS

## SURGICAL ACCESSORIES











# instruments & tools

## Cacciaviti Manuali - Manual Screw Drivers

		<b>DMRP120XS</b>	<b>Hexagonal 1.20 - Extra Short</b>
		<b>DMRP120S</b>	<b>Hexagonal 1.20 - Short</b>
		<b>DMRP120L</b>	<b>Hexagonal 1.20 - Long</b>
		<b>ACESTR</b>	<b>Estrattore Protesico Prosthetic Extractor</b>
		<b>DM T6DS</b>	<b>T6 Angled Torx Driver - 15mm</b>
		<b>DMEQ</b>	<b>Equator Squared - Short - 15mm</b>

## Cacciaviti Da Contrangolo - Contra-angle Screw Drivers

		<b>ACDRCA</b>	<b>Hexagonal 1.20 - Short</b>
		<b>ACDRCL</b>	<b>Hexagonal 1.20 - Long</b>
		<b>DC T6DS</b>	<b>T6 Angled Torx Driver</b>
		<b>DCEQ</b>	<b>Equator Squared - Medium</b>

# instruments & tools

## Cacciaviti Pilastrì Transgengivali - Transgingival Abutment Drivers

**DCM** Straight Toronto MUA Contra-angle Driver



**MU10AM** Straight Toronto MUA Manual Driver



**DCOC01** **Octagonal** One Abutment Driver - Short

**DCOC02** **Octagonal** One Abutment Driver - Long



**ACOC01** **Octagonal** One Abutment Driver - Short

**ACOC02** **Octagonal** One Abutment Driver - Long



## Avvitatori per Impianto - Implant Drivers

**ACMOCA** Contra-angle Implant Driver - Short

**ACMOCL** Contra-angle Implant Driver - Long



Hex 2.3mm



**ACMOMC** Manual Implant Driver - Short

**ACMOML** Manual Implant Driver - Long



Hex 2.3mm



## Cricchetti per Implantologia - Implantology Ratchets

**ACCRFI** Standard Ratchet



**CRDP 2** Torque Control Ratchet 10-70 Ncm



## Sonda Millimetrata - Millimeter Probe

**SOMB** Sonda Chirurgica in Titanio - Titanium Surgical Probe



# instruments & tools

CD LAB



## Avvitatore Manuale Lungo

### Long Manual Driver


Strumento manuale lungo e sottile per avvitare e svitare qualsiasi componente o parte protesica

**CD LAB** Strumento Manuale con Esagono da 3,5mm



**UNADCR  
CAES35**

Adattatore per utilizzare qualsiasi strumento da contrangolo RA (es. Drivers o Mounter)



0°

17°

32°



## Perni di Parallelismo - Titanio Gr. 5


### Paralleling Pins - Titanium Gr. 5

**PIN** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 0°

**PIN17** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 17°

**PIN32** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 32°

**PIN K** Kit Misuratori di Parallelismo Calibrati (10 PIN + BOX)



A 1.3  
B 2.1  
C 2.4



A 1.6  
B 2.8  
C 3.1



A 1.9  
B 3.5  
C 3.8




A 2.4  
B 4.3  
C 4.6

## Osseo Espansori e Compattatori - Titanio Gr. 5

### Bone Expanders and Compactors - Titanium Gr. 5

**EXP** 4 Progressive diameters

**KIT 005** Expander Surgical Kit



# instruments & tools

**CDL** Avvitatore Dritto Manuale - Long Manual Driver

**UNADCR  
CAES35**



**PRO Sinus Lift** - Mini Rialzo del Seno per via Crestale

**PRO Sinus Lift** - Mini Sinus Lift with Crestal Approach

**PRO SCV**

Kit STANDARD Completo - (Box + Frese + Stop + Accessori)

**PRO SCV Flapless**

Kit FLAPLESS Completo - (Box + Frese + Stop + Accessori)



Frese Taglienti 120°



Frese Atraumatiche (Max 100 rpm)



Frese Raggiate (Max 80 rpm)



# surgical kits

**KIT 001**  
Monolinea



**KIT FCK**  
Calibrate K



# surgical kits

<b>KIT 001MC</b>	Kit Chirurgico Monolinea Cilindriche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 001MK</b>	Kit Chirurgico Monolinea Coniche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 002</b>	Kit Chirurgico Standard - BOX + Frese + Accessori
<b>KIT 004</b>	Kit Chirurgico Mini Implant - BOX 03 + CRND + Frese + Accessori
<b>KIT FCK</b>	Kit Chirurgico Calibrate K - BOX FCK + Frese + Accessori
<b>KIT RPS01</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Corti
<b>KIT RPS02</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Corti + Cricchetto Dinamom.
<b>KIT RPL01</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Lunghi
<b>KIT RPL02</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Lunghi + Cricchetto Dinamom.
<b>BOX</b>	Box Chirurgico Implantologia Large - Solo contenitore
<b>BOX 02</b>	Box Chirurgico Implantologia Monolinea Medium - Solo contenitore
<b>BOX RP01</b>	Box Protesico REPLICA - Solo contenitore



Kit Protesico  
REPLICA



**KIT 002**  
C-K-A Multilinea

# surgical accessories


## IMPIANTI FRATTURATI

### UNIVERSAL IMPLANT EXTRACTOR

**IMPIANTO FRATTURATO**



**IMPIANTO SOSTITUITO**



**RIMOZIONE IMPIANTO IN AVVITAMENTO ANTIORARIO**

**SOSTITUZIONE IMMEDIATA CON NUOVO IMPIANTO**

**RIVESTIMENTO IN DLC**  
Durezza e Minore Attrito

**CONICITÀ PROGRESSIVA**  
Incrementale

**FILETTO 3 PRINCIPI**  
120Ncm

**ACCIAIO EXTRADURO**  
68 Rockwell



**EXT** Implant Extractor - 1 pcs.

**KIT 007** Implant Extractor Kit - 2 Extractors + 1 Box + CRND

## Siringhe per Anestesia - Inox

### Anesthesia Syringes - Stainless Steel



**PERIPRESS**



**22** PERIPRESS - Siringa Inox 1.8cc - Set 2 Portafiala

**32** PERIPRESS - Siringa Standard 1.8cc - Set 2 Portafiala


# instruments & torque

## Limiti sullo Scambio delle Forze tra Impianti e Strumenti Implants and Instruments Limits on Forces Exchanges

### MORSE 5° INTERNAL HEXAGON




### SCREW DRIVER HEXAGON







VIPMU00	Mini Vite Toronto	15 Ncm	
VIPA00	Vite Protesica	32 Ncm	
VIPA00AI	Vite Canale Angol.	20 Ncm	
EPVO	Vite Protesica Octa	32 Ncm	

# tooth - implant ratio

## Resistenza Meccanica Implantare ed Indicazioni d'uso Implants Mechanical Resistance and Indications for Use



## Esempi di Protesi Mista Denti/Impianti Bilanciata Examples of Balanced Teeth/Implants Prosthetics Mixed





**RESISTA<sup>®</sup>**

**Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.**

Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - ITALIA

Tel. +39.0323.828.004 - Fax +39.0323.828.914

[www.resista.it](http://www.resista.it) - [info@resista.it](mailto:info@resista.it)

RESISTA<sup>®</sup> è un marchio registrato di Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.