

► PERIPRESS® Syringe • Siringa • Seringue



Peripress has become through years the standard syringe for intraligamentary anaesthesia. Available in two models, this syringe allows the Dentist to execute an intraligamentary anaesthesia in absolute safety. Its essential mechanism always assures to inject 0,2 cc. of anaesthetic liquid at each delivery.

PERIPRESS® Inox: All the components of this model are made of stainless steel in order to offer the highest quality in endurance.

PERIPRESS® Standard: A cheaper model is available. The only difference with the PERIPRESS Inox is the chrome plated handle. Other components are anyway made of stainless steel. Sterilization can be done in autoclave, paying attention of never exceeding 135°C.

The barrel for the anaesthetic phials is available for 1.8 cc. or 2.2 cc. with US or EU thread.

Peripress è diventato nel corso degli anni il nome di riferimento per l'anestesia intra-ligamentare. Disponibile in due modelli, questa siringa permette al Dentista di eseguire un'anestesia intraligamentare con sicurezza assoluta.

Il suo meccanismo esclusivo assicura il dosaggio costante di anestetico liquido ad ogni pressione della leva (0,2 cc.).

PERIPRESS® Inox: *Tutte le componenti di questo modello sono realizzate in acciaio inossidabile per offrire la massima qualità e durata.*

PERIPRESS® Standard: *Modello meno impegnativo: la sola differenza con la PERIPRESS Inox è l'impugnatura realizzata in lega leggera cromata. Il resto delle componenti è comunque in acciaio inossidabile.*

Per la sterilizzazione in autoclave prestare attenzione nel non superare i 135°C. Il tubetto per l'anestetico è disponibile per filetto da 1.8 cc. e 2.2 cc. con filetto US o EU.

Au fil des années, PERIPRESS® est devenu la seringue de référence pour les anesthésies intra-ligamentaires.

Cette seringue permet au dentiste de pratiquer une anesthésie intra-ligamentaire en toute sécurité.

Son mécanisme contrôle la libération exacte d'une quantité de 0,2 cc. de produit à chaque pression du piston.

Disponibles en deux modèles:

PERIPRESS® Inox: Les éléments de ce modèle sont en Acier inoxydable afin de garantir sa qualité et sa longévité.

PERIPRESS® Standard: Est le modèle économique. La différence se situe dans la poignée chromée.

Les autres parties sont en Acier inoxydable.

Elle est autoclavable à 135° C maximum.

La graduation de l'ampoule peut varier de 1.8 cc. à 2.2 cc. avec les jauges US ou EU.



RESISTA[®]

Ing. Carlo Alberto ISSOGLIO & C. S.r.l.

Via F.lli di Dio, 68 • 28887 Omegna (VB) • Italy

Tel. +39 0323 82 80 04 • +39 0323 82 70 88

Fax +39 0323 82 89 14 • +39 0323 64 19 07

e-mail: info@resista.it • www.resista.it