



UNI-Q-MUA

ONE PIECE TRANSGINGIVAL IMPLANT

UNI-Q-MUA TAPERED SHAPE



MMF




IMPIANTO
CON MOUNTER
WITH MOUNTER

UNI-Q-MUA


3 TREATMENTS SURFACE



PVD TiN



Machined



DAE



DAE

Bone healing around titanium and titanium nitride-coated dental implants with three surfaces: an experimental study in rats. Scarano A, Piattelli M, Vrespa G, Petrone G, Iezzi G, Piattelli A. - Clin Implant Dent Relat Res. 2003

Bacterial adhesion on titanium nitride-coated and uncoated implants: an in vivo human study. Scarano A, Piattelli M, Vrespa G, Caputi S, Piattelli A. - J Oral Implant. 2003

Cytocompatibility of implants coated with titanium nitride and zirconium nitride. Prachar P, Bartakova S, Brezina V, Cvrcek L, Vanek J. - Bratisl Lek Listy. 2015

Evaluation of antibacterial activity and osteoblast-like cell viability of TiN, ZrN and (Ti1-xZrx)N coating on titanium. Ji MK, Park SW, Lee K, Kang IC, Yun KD, Kim HS, Lim Hp. - J Adv Prosthodont. 2015

Surface properties correlated with the human gingival fibroblasts attachment on various materials for implant abutments: a multiple regression analysis. Kim YS1, Shin SY, Moon SK, Yang SM. - Acta Odontol Scand. 2015

Machined and sandblasted human dental implants retrieved after 5 years: a histologic and histomorphometric analysis of three cases. Iezzi G, Vantaggiato G, Shibli JA, Fiera E, Falco A, Piattelli A, Perrotti V. - Quintessence Int. 2012

Polyspecies biofilm formation on implant surfaces with different surface characteristics. Schmidlin PR, Müller P, Attin T, Wieland M, Hofer D, Guggenheim B. - J Appl Oral Sci. 2013

Red blood cell and platelet interactions with titanium implant surfaces. Park JY, Davies JE. - Clin Oral Implants Res. 2000

Surface chemistry effects of topographic modification of titanium dental implant surfaces. 2: In vitro experiments. Morra M, Cassinelli C, Bruzzone G, et al. - Int J Oral and Maxillofac Implants 2003

Surface microtopography regulates osteointegration: the role of implant surface microtopography in osteointegration. Schwartz Z1, Nasazky E, Boyan BD. - 2005

A new chemical etching process to improve endosseous implant osseointegration: in vitro evaluation on human osteoblast-like cells. Giordano C, Sandrini E, Busini V, Chiesa R, Fumagalli G, Giavaresi G, Fini M, Giardino R, Cigada A. - Int J Artif Organs. 2006

Enhancing surface free energy and hydrophilicity through chemical modification of microstructured titanium implant surfaces. Morra M, Volpe CD, Siboni S, by F, Rupp L, Scheideler, N, Olshanska, M, de Wild, M, Wieland, J, Geis-Gerstorfer. - J Biomed Mater Res A. 2006

Assessing double Acid-etched implants submitted to orthodontic forces and used as prosthetic anchorages in partially edentulous patients. De Cravero Marta R1, Carlos J. - Open Dent J. 2008.

Mechanical stability of immediately loaded implants with various surfaces and designs: a pilot study in dogs. Neugebauer J, Weinländer M, Lekovic V, von Berg KH, Zoeller JE. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009

Influence of implant shape, surface morphology, surgical technique and bone quality on the primary stability of dental implants. Elias CN1, Rocha FA, Nascimento AL, Coelho PG. - J Mech Behav Biomed Mater. 2012

Early-loaded laser-sintered versus acid-etched one-piece dental implants for mandibular premolars replacement: a preliminary study. El-Gammal M1, Ghoneem N, Tawfik H, Madina MA, Fadhil ON, Maria OM. Implant Dent. 2014

Dual-etched implants loaded after 1- and 2-month healing periods: a histologic comparison in baboons. Vermino AR, Kohles SS, Holt RA Jr, Lee HM, Caudill RF, Kenealy JN. Int J Periodontics Restorative Dent 2002

Early endosseous integration enhanced by dual acid etching of titanium: a torque removal study in the rabbit. Klokkevold P, Johnson P, Dadgostari S, Caputo A, Davies JE, Nishimura R. Clin Oral Implants Res 2001

3 TRATTAMENTI DI SUPERFICIE


1) Rivestimento transgingivale e protesico in PVD TiN - *Maggiore resistenza meccanica all'usura, proprietà antibatteriche, riduzione dell'adesione del biofilm batterico.*

2) Superficie Ibrida Macchinata per 1.5mm - *Riduzione dell'adesione del biofilm batterico per il controllo delle perimplantiti.*

3) Superficie Doppia Acidificazione DAE - *Incremento della superficie, rimozione dei microdifetti ed uniformazione, incremento dell'idrofilia superficiale, incremento dell'adesione dei ponti di fibrina, idealizzazione del substrato per l'adesione cellulare, attivazione della comunicazione topografica per l'espressione genica cellulare/osteoblastica, incremento dell'attività antibatterica bio-elettrica.*

UNI-Q-MUA


TORONTO PROSTHETICS - BRIDGES AND CROWNS



UNI-Q-MUA 2.0

Evoluzione del progetto originale UNI-Q-MUA del 2015, sviluppato e migliorato dal nostro reparto di R&D per un applicazione chirurgica a 360°.

Nato per la realizzazione e semplificazione della protesi tipo Toronto, allarga il suo campo di applicazione alle corone e ponti. Con un collo trans-gengivale di 1,5mm ed una piattaforma protesica anti-rotazionale esagonale, permette il serraggio diretto anche di una singola corona avvitata.



UNI-Q-MUA 2.0

Born for the Toronto-type prosthetics realization and simplification, it extends its application field to crowns and bridges. With a 1.5mm trans-gingival neck and a hexagonal anti-rotational prosthetic platform, it allows direct tightening of even a single screwed crown.